

Alcoholímetros

AL6000 PRESTIGE

Alcomate Prestige es el nuevo probador de muestras de aliento que utiliza innovadora tecnología de sensor modular. Gracias a que el sensor modular es reemplazable, hace que el equipo esté en constante funcionamiento, por lo que es ideal para todo tipo de usuario.

De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.



“El Equipo ideal para Fuerzas del Orden que requieren de pruebas evidenciales de alcoholemia”.

El nuevo Alcomate Prestige viene con una tecnología innovadora y patentada que permite al usuario recalibrar su alcoholímetro sin la necesidad de acudir al Centro de Servicio de Biodiagnosticos. Los usuarios pueden cambiar el sensor por uno ya pre-calibrado de fábrica y así eliminar el riesgo de quedarse sin alcoholímetro mientras se le da mantenimiento.

El cambio de sensor es una solución ideal para todos los usuarios, especialmente clínicas, oficiales de campo o centros de trabajo. De esta manera, siempre podrán tener su alcoholímetro listo para realizar exámenes de alcohol altamente precisos.



Interpretación de las tablas y valores de colores.

| | |
|-----------|---|
| 0.00% BAC | Es el único nivel seguro. |
| 0.02% BAC | Se impide presentarse a laborar a trabajadores que realizan actividades de riesgo como son el transporte, construcción, petroquímica y otros ambientes de cero tolerancia en alcohol. |
| 0.04% BAC | En algunas legislaciones se sancionan hasta con despido definitivo a trabajadores de riesgo que se encuentren laborando. |
| 0.08% BAC | Se considera estado de ebriedad. Es delito conducir un vehículo en este nivel de intoxicación. |

INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE SENSOR MODULAR

- Abra la tapa ubicada en la parte trasera del alcoholímetro.
- Cuidadosamente remueva el sensor y coloque uno nuevo en la misma posición, vuelva a cerrar la tapa.
- El alcoholímetro deberá estar listo para utilizarse para brindar resultados precisos.

| | |
|--------------------------|--|
| Dimensiones | 10.4 cm x 4 cm x 2 cm |
| Peso | 85 gramos incluyendo baterías |
| Baterías | Dos (2) AA alcalina (incluidas). |
| Alcance de detección | 0.00-0. 40% BAC. |
| Pantalla de resultados | LCD de 4 Dígitos (0.000% BAC) |
| Sensor | Semi-Conductor Oxido. |
| Necesidad de calibración | Ninguna (Se recomienda el cambio de sensor al paso de 300 pruebas) |



1. Recomendable para: Fuerzas del Orden, Servicios Médicos, Centros de Trabajo.
2. Aprobado por FDA, DOT y Guardia Costera de EEUU